

# ใบขอตรวจยีน BRCA1/BRCA2 สปสข.



## ศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยระดับจีโนมเลกุลทางการแพทย์

(Srinagarind Hospital Excellence Laboratory; SEL)

งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูงตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ติดสติ๊กเกอร์/กรอกข้อมูลคนไข้-

ชื่อ-สกุล.....HN.....

เพศ  ชาย  หญิง อายุ.....Ward/OPD.....

ร.พ./หน่วยงานที่ส่ง.....

Clinical information.....

แพทย์ผู้ส่งตรวจ..... โทร.....

ที่อยู่/อีเมลล์ (สำหรับส่งผลกลับ).....

วันที่เก็บตัวอย่าง.....เวลา.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

**NGS**  
**Lab code**

Accept  Reject.....

Accepted by.....

Date..... Time.....

พงศาวลี (PEDIGREE) \*หากเนื้อที่ไม่พอสามารถเพิ่มเอกสารแนบได้

ชนิดสิ่งส่งตรวจ

- EDTA-Blood
- Genomic DNA
- Other.....

ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ภายนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์

HO code	ชื่อรายการตรวจ	สำหรับ
<input type="checkbox"/> 900041	BRCA 1,2 (Counselling)	<input type="checkbox"/> ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่เข้าเกณฑ์สปสข.
900004	BRCA 1,2 analysis (NGS based)(SEL)	
<input type="checkbox"/> 900041	BRCA 1,2 (Counselling)	<input type="checkbox"/> ญาติสายตรงของผู้ป่วย ที่มีผล Positive
900043	BRCA 1,2 analysis (Sanger base)	

### สิ่งส่งตรวจ การเก็บรักษา และการนำส่ง

- ❖ นำส่งพร้อมเอกสารดังนี้
  1. ใบขอตรวจยีน BRCA1/BRCA2 สปสข.
  2. ใบยินยอมขอรับการตรวจทางเวชพันธุศาสตร์
  3. แบบลงทะเบียนบริการตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2 สปสข.

\* กรณีญาติสายตรงให้แนบสำเนาผลการตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วย
- EDTA-Blood (ฝาสีม่วง) เก็บเลือด 3 ml นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือหากไม่สามารถนำส่งได้ทันที ควรแช่เย็น 4-10 °C นำส่งภายใน 24 ชั่วโมง
- Genomic DNA ความเข้มข้นอย่างน้อย 4 ng/μL ปริมาตรอย่างน้อย 30 μL แช่เย็น นำส่งภายใน 4 ชม. หรือ แช่แข็ง นำส่งภายใน 24 ชม.
- นำส่งที่ หน่วยบริหารสิ่งส่งตรวจ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูงตร อาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์ ชั้น 9
- ❖ ระยะเวลารายงานผล 30 วัน หากต้องการผลด่วนกรุณาติดต่อล่วงหน้า

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ดร.ทนพ.นพพร สวัสดิ์จู้ หรือ ทนพ.แพร่วลี วินทะไชย

โทร. 06-4851-0301 ภายใน 67338 E-mail: sel.srinagarind@gmail.com